

Gebrauchsinformation



Anwendungsgebiet

Das DuraClean² Reinigungspulver wurde speziell für die Pflege und Reinigung von flexiblen Aufbisssschienen wie z.B. astron® CLEARsplint® entwickelt.

Dosierung und Anwendung

DuraClean² Reinigungsbox zur Hälfte (oder ein halbes Glas) mit warmem Leitungswasser füllen. 1 Messbecher oder 1 gestrichenen Teelöffel DuraClean² Pulver hinzugeben und unter Rühren vollständig auflösen.

Aufbisssschiene in den Reinigungsbehälter mit der angerührten Lösung einlegen (die Schiene muss vollständig bedeckt sein) und mindestens 15-20 Minuten einwirken lassen.

Nach der Reinigung die Aufbisssschiene aus der Lösung nehmen und gründlich unter fließendem Leitungswasser mit der DuraClean² Reinigungsbürste abbürsten.

Reinigungsbehälter oder verwendetes Glas entleeren und gründlich ausspülen. Alle Gegenstände, die mit dem Reinigungspulver oder der Lösung in Berührung gekommen sind, müssen ebenfalls gründlich unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Aufbisssschiene nach der Reinigung trocknen und in das trockene DuraClean² Reinigungsbehältnis, das auch als Aufbewahrungsbox verwendet werden kann, legen oder an einem anderen trockenen Ort aufbewahren.

ACHTUNG! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Die Dose ist mit einer Kindersicherung versehen.
- Zum Öffnen Deckel auf Dose drücken und im Uhrzeigersinn drehen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Nach Gebrauch DuraClean² Reinigungspulver sorgfältig verschließen.
- Nicht im Mund anwenden!
- Pulver oder Lösung nicht schlucken oder damit gurgeln!
- Bei Augenkontakt Augen gründlich mit Wasser ausspülen.

Lieferformen:

REF 261705 Set Reinigungsmittel (170 g) mit Dose und Bürste

REF 26171 Reinigungsmittel 170 g

REF 26172 Reinigungsbürste

REF 26173 Reinigungsdose

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation angewendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßer Anwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Produkt eigenverantwortlich, vor dessen Einsatz, auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen. Insbesondere, wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation stehen.

Stand der Information: Februar 2013

Kentzler-Kaschner Dental GmbH, Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen/Jagst,
Telefon +49 (7961) 9073-0, Fax +49 (7961) 52031 – www.kkd-topdent.de



Instructions



Application

DuraClean² is specially formulated to keep your CLEARsplint[®] flexible nightguard fresh and clean. Its advanced, alcohol free formula is alkaline based and free of harmful chemicals that could damage your nightguard.

Directions

Using the enclosed nightguard box, dissolve one scoop (3/4 tsp) of DuraClean² in ½ cup of warm tap water.

Mix solution.

Soak nightguard in solution for 15-20 minutes.

Brush nightguard thoroughly before rinsing. Rinse nightguard under tap water.

Also rinse nightguard box, sink & counter from any excess solution.

Store nightguard in a dry place or in dry nightguard box. Keep jar tightly closed when not in use.

CAUTION! Please note the following:

- Box with child-proof lock
- For opening press cover outbox and turn clockwise
- Do not use in mouth
- Never swallow or gargle solution
- Keep away from children
- If powder/solution comes in contact with eyes-rinse thoroughly
- In case of spill on skin, counter, sink or clothes- rinse immediately with water.

Packaging:

REF 261705 Set cleaner (170 g) with box and brush

REF 26171 cleaner 170 g

REF 26172 cleaning brush

REF 26173 cleaning box

The product was developed for use in the dental field and must be used in accordance with instructions.

For any damage arising from misuse or improper application, the manufacturer accept no liability.

The user agrees to check the product before use on suitability.

Particularly if these purposes are not in the leaflet.

Date of Information: Februar 2013

Kentzler-Kaschner Dental GmbH, Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen/Jagst,
Telefon +49 (7961) 9073-0, Fax +49 (7961) 52031 – www.kkd-topdent.de

