

# DIAMANTPOLIERER

## DIA -BLUE-Polierer für das Handstück - 2,35 mm Schaft

Diamantpolierer für feinstes Oberflächenfinish von Keramik, Dentallegierungen und anderen Materialien.

**blau:** Zum Abtragen und zum Verschleifen von Keramikmaterialien.

**rosa:** Zum Glätten der Keramikarbeiten.

**grau:** Für feinstes Finishing der Keramikoberflächen (Hochglanzpolitur - Glanzbrandeffekt).  
Reine Diamantkörnung



coarse			medium			fine		
4x13 mm	11x2 mm	16x3 mm	4x13 mm	11x2 mm	16x3 mm	4x13 mm	11x2 mm	16x3 mm
3 St. 22585	22586	1 St. 22584	3 St. 22588	22589	1 St. 22587	3 St. 22577	22578	1 St. 22576
12 St. 22585B	22586B	6 St. 22584B	12 St. 22588B	22589B	6 St. 22587B	12 St. 22577B	22578B	6 St. 22576B
Sortiment je 1 St. REF 22572S			Sortiment je 1 St.			Sortiment je 1 St. REF 22573S		

### Scheibe - 26 mm Ø - 2 mm 1 St.



coarse REF 22597 medium REF 22598 fine REF 22599


Sortiment je 1 St. REF 22595S

### Linse extra-dünn - 20 mm Ø - 0,2 mm 1 St.



coarse REF 22517 medium REF 22518 fine REF 22519

Sortiment je 1 St. REF 22520S



### Polierstifte

**Vorpolierer**  
**Nachpolierer**  
**Hochglanzpolierer**

**blau/grob**  
**rosa/mittel**  
**grau/fein**  
6 Stück

**Sortiment**  
mit je 2 Stiften und  
1 Schraubmandrell für HP

### 3 mm Ø

REF 22547  
REF 22548  
REF 22549

REF 22542S



### 2 mm Ø

REF 22544  
REF 22545  
REF 22546

REF 22541S



### Polierstiftmandrelle Zum Schrauben

HP - für  
**3 mm Ø Stifte**  
1 Stück

REF 22836



HP - für  
**2 mm Ø Stifte**  
1 Stück

REF 22593

