

## SuperCut Scheren | SuperCut Scissors

Spezialscheren – mit Mikroverzahnung und rasiermesserscharf geschliffener Schneide  
Special scissors with micro serration and razor sharp blades



### IRIS

gerade/ straight  
L: 12 cm  
S-17 SC  
REF 13612



gebogen/ curved  
L: 12 cm  
S-18 SC  
REF 13613



### LA GRANGE

gebogen/ curved  
L: 11,5 cm  
S-14 SC  
REF 13616



### GOLDMAN FOX

gebogen/ curved  
L: 13 cm  
S-16c SC  
REF 13615



Microverzahnung verhindert Verschieben des Gewebes von der Schneidekante.  
No tissue sliding due to **micro serration**.



Rasiermesserartiger Schliff - Scheren schneiden sofort und trennen scharf wie ein Skalpell.  
**Razor-sharp** cut - scissors have an excellent cutting performance and a **sharpness** like a scalpel.

