

Fiche de données de sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Produit : CALXYL®



Date d'impression: 20.03.2012

Révision: 20.03.2012

1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

Identification de la substance ou de la préparation

Nom du produit: CALXYL®
Emploi de la substance/de la préparation : Pâte à l'hydroxyde de calcium pour la préparation dentaire.

Producteur/fournisseur: OCO Präparate GmbH * D - 67246 Dirmstein *
E-Mail: info@oco-praeperate.de

Service chargé des renseignements : Département scientifique Tel.: +49(0)6238/9268110 ;
Fax: +49(0)6238/9268112

Renseignements en cas d'urgence: Département scientifique Tel.: +49(0)6238/9268144

2. Identification des dangers

- **Principaux dangers :** Xi Irritant
- **Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:**
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
R 38 Irritant pour la peau.
R 41 Risque de lésions oculaires graves.
- **Système de classification:**
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

3. Composition/informations sur les composants

Caractérisation chimique

Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

Composants dangereux: hydroxyde de calcium Xi; R 38-41
CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3

4. Premiers secours

- **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
- **Après ingestion:** Boire de l'eau en abondance. Consulter immédiatement un médecin.
- **Après inhalation:** En cas de malaise, recourir à un traitement médical.
- **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et bien rincer.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

- **Moyens d'extinction:**
CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

Fiche de données de sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Produit : CALXYL®



Date d'impression: 20.03.2012

Révision: 20.03.2012

6. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

- **Les précautions individuelles:** Pas nécessaire.
- **Mesures pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
Diluer avec beaucoup d'eau.
- **Méthodes de nettoyage/récupération:** Recueillir par moyen mécaniques.

7. Manipulation stockage

- **Manipulation:**
Précautions à prendre pour la manipulation: Réservé à l'usage dentaire.
Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Stockage:**
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Respecter les indications sur l'emballage.
Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
Autres indications sur les conditions de stockage: Néant.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

Equipement de protection individuel:

Mesures générales de protection et d'hygiène: Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Protection respiratoire: N'est pas nécessaire.

Protection des mains: Gants de protection

Matière des gants : Caoutchouc nitrile
Épaisseur du gant : 0.11 mm

Les gants de protection doivent répondre aux spécifications de la directive CE 897686/CEE et de la norme correspondante EN374

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la fiche de données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquées. En cas de solution ou de mélange avec d'autres substances et/ou de conditions différentes de celles de la norme EN374, contactez le fournisseur de gants agréé CE.

Protection des yeux: Lunettes de protection

Fiche de données de sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Produit : CALXYL®



Date d'impression: 20.03.2012

Révision: 20.03.2012

9. Propriétés physiques et chimiques

- Indication générales

Forme: Pâteuse

Couleur: Blanc

Odeur: Inodore

- Changement d'état

Point de fusion: Non déterminé

Point d'ébullition : Non déterminé

- **Point de d'inflammation :** Non applicable

- **Auto-inflammation:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- **Danger d'explosion:** Le produit n'est pas explosif

- **Densité:** Non déterminée.

- **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:** Entièrement miscible

- **Valeur du pH à 20°C :** > 12,6

10. Stabilité et réactivité

Décompensation thermique/condition à éviter : Pas de décompensation en cas d'usage conforme.

Réaction dangereuse : Aucune réaction dangereuse connue.

Produit de décompensation dangereux : Pas de produits de décompensation dangereux connus.

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë :

Effet primaire d'irritation :

- de la peau: Irrite la peau et les muqueuses.
- des yeux: Effet fortement irritant avec risque d'une affection grave des yeux.
- Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.

Indications toxicologiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants: Irritant

12. Informations écologiques

Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Fiche de données de sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Produit : CALXYL®



Date d'impression: 20.03.2012

Révision: 20.03.2012

13. Considérations relatives à l'élimination

Produit :

Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Emballages non nettoyés:

Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

14. Informations relatives au transport

Non soumis aux prescriptions de transports.

15. Informations réglementaires

Marquage selon les directives CEE:

Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté Européenne/la "GefStoffV" = la Réglementation sur les Produits dangereux.

Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit:



Xi Irritant

Phrases R:

38 Irritant pour la peau.

41 Risque de lésions oculaires graves.

Phrases S:

8 Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

25 Eviter le contact avec les yeux.

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

16. Autres données

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Service établissant la fiche technique: Département scientifique

Contact: Tel.: +49 (0)62389268110

Fiche de données de sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Produit : CALXYL® -Radio-Opaque



Date d'impression: 20.03.2012

Révision: 20.03.2012

1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

Identification de la substance ou de la préparation

Nom du produit: CALXYL® -Radio-opaque
Emploi de la substance/de la préparation : Pâte à l'hydroxyde de calcium pour la préparation dentaire.

Producteur/fournisseur: OCO Präparate GmbH * D - 67246 Dirmstein *
E-Mail: info@oco-praeparate.de

Service chargé des renseignements : Département scientifique Tel.: +49(0)6238/9268110 ;
Fax: +49(0)6238/9268112

Renseignements en cas d'urgence: Département scientifique Tel.: +49(0)6238/9268144

2. Identification des dangers

- **Principaux dangers :** Xi Irritant
- **Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:**
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
R 38 Irritant pour la peau.
R 41 Risque de lésions oculaires graves.
- **Système de classification:**
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

3. Composition/informations sur les composants

Caractérisation chimique

Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

Composants dangereux: hydroxyde de calcium Xi; R 38-41
CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3

4. Premiers secours

- **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
- **Après ingestion:** Boire de l'eau en abondance. Consulter immédiatement un médecin.
- **Après inhalation:** En cas de malaise, recourir à un traitement médical.
- **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et bien rincer.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

- **Moyens d'extinction:**
CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

Fiche de données de sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Produit : CALXYL®-Radio-Opaque



Date d'impression: 20.03.2012

Révision: 20.03.2012

6. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

- **Les précautions individuelles:** Pas nécessaire.
- **Mesures pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
Diluer avec beaucoup d'eau.
- **Méthodes de nettoyage/récupération:** Recueillir par moyen mécaniques.

7. Manipulation stockage

- **Manipulation:**
Précautions à prendre pour la manipulation: Réservé à l'usage dentaire.
Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Stockage:**
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Respecter les indications sur l'emballage.
Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
Autres indications sur les conditions de stockage: Néant.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

Equipement de protection individuel:

Mesures générales de protection et d'hygiène: Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Protection respiratoire: N'est pas nécessaire.

Protection des mains: Gants de protection

Matière des gants : Caoutchouc nitrile
Épaisseur du gant : 0.11 mm

Les gants de protection doivent répondre aux spécifications de la directive CE 897686/CEE et de la norme correspondante EN374

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la fiche de données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquées. En cas de solution ou de mélange avec d'autres substances et/ou de conditions différentes de celles de la norme EN374, contactez le fournisseur de gants agréé CE.

Protection des yeux: Lunettes de protection

Fiche de données de sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Produit : CALXYL®-Radio-Opaque



Date d'impression: 20.03.2012

Révision: 20.03.2012

9. Propriétés physiques et chimiques

- Indication générales

Forme: Pâteuse

Couleur: Blanc

Odeur: Inodore

- Changement d'état

Point de fusion: Non déterminé

Point d'ébullition : Non déterminé

- **Point de d'inflammation :** Non applicable

- **Auto-inflammation:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- **Danger d'explosion:** Le produit n'est pas explosif

- **Densité:** Non déterminée.

- **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:** Entièrement miscible

- **Valeur du pH à 20°C :** > 12,6

10. Stabilité et réactivité

Décompensation thermique/condition à éviter : Pas de décompensation en cas d'usage conforme.

Réaction dangereuse : Aucune réaction dangereuse connue.

Produit de décompensation dangereux : Pas de produits de décompensation dangereux connus.

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë :

Effet primaire d'irritation :

- de la peau: Irrite la peau et les muqueuses.
- des yeux: Effet fortement irritant avec risque d'une affection grave des yeux.
- Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.

Indications toxicologiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants: Irritant

12. Informations écologiques

Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Fiche de données de sécurité

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Produit : CALXYL[®]-Radio-Opaque

OCO Präparate[®]



Date d'impression: 20.03.2012

Révision: 20.03.2012

13. Considérations relatives à l'élimination

Produit :

Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Emballages non nettoyés:

Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

14. Informations relatives au transport

Non soumis aux prescriptions de transports.

15. Informations réglementaires

Marquage selon les directives CEE:

Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté Européenne/la "GefStoffV" = la Réglementation sur les Produits dangereux.

Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit:



Xi Irritant

Phrases R:

38 Irritant pour la peau.

41 Risque de lésions oculaires graves.

Phrases S:

8 Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

25 Eviter le contact avec les yeux.

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

16. Autres données

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Service établissant la fiche technique: Département scientifique

Contact: Tel.: +49 (0)62389268110