

„Diese Hände sind mein Werkzeug.
Ohne sie wäre ich verloren.“

Chefarzt Dr. med. Yasser Abdalla

Mit Sicherheit ein gutes Gefühl

Verlässlich

100% puderfreie
Produktion

Einzigartig

Einzig Handschuhmarke
mit einem nicht-pyrogenen
Portfolio^{1,2}

Tadellos

Prüfung jedes
einzelnen Handschuhs

Biogel[®] OP-Handschuhe



Mölnlycke[®]

Latexfrei? Sie haben die Wahl

Die naturlatexfreie Alternative in Biogel® Qualität

„Ich habe eine Latex-Allergie.
Da mir Sicherheit wichtig ist, benutze
ich spezielle latexfreie OP-Handschuhe.“

Dr. med. Yasser Abdalla, Facharzt für Neurochirurgie



70%

aller latexbedingten Reaktionen
entfallen auf Fachkräfte
des Gesundheitswesens³

1 von 50

Fachkräften im Gesundheits-
wesen entwickelt eine
Latex-Allergie – Jahr für Jahr³

1 zu 1

Viele Nutzer empfinden in
Bezug auf Tragekomfort und
Sicherheit keinen Unterschied
zu Latex-OP-Handschuhen

Einzigartig doppelwandig

Das Biogel® Indicator System



Doppelte Behandschuhung sorgt dafür, dass auch kleinste Risse und Perforationen im OP-Handschuh schnell erkannt werden – und sich damit das Infektionsrisiko nachweislich reduzieren lässt.

Dreifach sicher

Eindeutig

Durch die einzigartige Farbtechnologie der Innenhandschuhe werden Perforationen und kleinste Schnitte bestmöglich sichtbar⁴

Schnell

Beschädigungen der patentierten Handschuhe fallen bereits nach kürzester Zeit auf, da sich an der Schadstelle sofort eine signifikante Verfärbung bildet⁴

Auffällig

Die Verfärbung dehnt sich markant aus und ist auch aus der Distanz gut zu erkennen – z. B. für OP-Assistenten⁴

97 %

aller Perforationen werden erkannt.⁵
Bestwert unter den Doppelhandschuhsystemen.⁵

Sicherheit, die zu Ihnen passt

Das Biogel® Sortiment an Latex-OP-Handschuhen

Name (Artikel-Nr.)	Farbe	Wand- stärke	Oberflächen	Besonderheiten	Mengen- einheiten*	Proteine (extrahierbar)
Latex – Naturkautschuklatex						
 Biogel Eclipse Indicator System (607**)				Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation	Box = 50 Paar = 25 Indicator Systeme VSK = 200 Paar = 100 Indicator Systeme	< 40 µg/g
 Biogel Eclipse (751**)	leicht transparent	normal	angeraut/ stumpf	30% weicheres und 15% dünnerer Naturkautschuklatex (im Vergleich zu Biogel Surgeons) mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	< 40 µg/g
 Biogel Eclipse Indicator Underglove (732**)	grün	normal	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	< 40 µg/g
 Biogel Surgeons (822**)	strohfarben	stark	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	< 20 µg/g
 Biogel M (823**)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	< 20 µg/g
 Biogel Super-Sensitive (825**)	strohfarben	dünn	glatt	20% dünnerer Naturkautschuklatex im Vergleich zu Biogel Surgeons	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	< 20 µg/g
Dental- und Untersuchungshandschuhe						
 Biogel Dental Sterile (99990**)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen	steriler Dentalhandschuh	Box = 10 Paar VSK = 100 Paar	< 20 µg/g
 Biogel Dental (5636-5643)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen	unsteriler Dentalhandschuh	Box = 25 Paar VSK = 150 Paar	< 20 µg/g
 Biogel Diagnostic (5653-5660)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen	unsteriler Untersuchungshandschuh	Box = 25 Paar VSK = 150 Paar	< 20 µg/g

Alle sterilen Biogel® Handschuhe haben eine vollanatomische Passform. Das komplette Biogel® Sortiment ist frei von Thiuuramen.

Wandstärke (Finger): dünn = 0,21–0,23 mm | normal = 0,24–0,25 mm | stark = 0,27–0,29 mm

AQL: 0,65¹

* bei sterilen Biogel® OP-Handschuhen Gr. 9 => 40 Paar/ Box -> 160 Paar/ VSK

** Artikelnummer + Größe (822 + Größe: 7,5 = Artikelnummer: 82275)

Sicherheit, die zu Ihnen passt

Das Biogel® Sortiment an latexfreien OP-Handschuhen

	Name (Artikel-Nr.)	Farbe	Wand- stärke	Oberflächen	Besonderheiten	Mengen- einheiten*
Latexfrei – Polyisopren						
	Biogel PI Indicator System (414**)				Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation	Box = 50 Paar = 25 Indicator Systeme VSK = 200 Paar = 100 Indicator Systeme
	Biogel PI UltraTouch (409**)	strohfarben	stark	glatt	mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
	Biogel PI Indicator Underglove (416**)	blau	stark	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
	Biogel PI Micro Indicator System (483**)				Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation	Box = 50 Paar = 25 Indicator Systeme VSK = 200 Paar = 100 Indicator Systeme
	Biogel PI Micro (485**)	leicht transparent	dünn	angeraut/ stumpf	weicher Handschuh mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
	Biogel PI Micro Indicator Underglove (489**)	blau	dünn	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
	Biogel PI UltraTouch G (421**)	strohfarben	stark	angeraut/ stumpf	weicher Handschuh mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
Latexfrei – Polychloropren						DER Handschuh für Chemikalien & Zytostatika***
	Biogel Skinsense (509**)	leicht gelblich	dünn	angeraut/ stumpf	geeignet für den Umgang mit zytotoxischen und chemischen Wirkstoffen	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
	Biogel Skinsense Indicator Underglove (406**)	blau	dünn	glatt	geeignet für den Umgang mit zytotoxischen und chemischen Wirkstoffen	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
Akzeleratorenfrei – Polychloropren						
	Biogel NeoDerm (429**)	khaki	dünn	angeraut/ stumpf	geeignet für Fachpersonal mit Empfindlichkeiten gegenüber Chemikalien (z. B. Beschleunigern)	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
Untersuchungshandschuhe – Polychloropren						
	Biogel Skinsense Indicator Underglove (33406**)	blau	dünn	glatt	unsteril geeignet für den Umgang mit zytotoxischen und chemischen Wirkstoffen	Box = 25 Paar VSK = 150 Paar

Alle sterilen Biogel® Handschuhe haben eine vollanatomische Passform. Das komplette Biogel® Sortiment ist frei von Thiuuramen.

Wandstärke (Finger): dünn = 0,2–0,23 mm | normal = 0,24–0,25 mm | stark = 0,27–0,29 mm

AQL: 0,65¹

* bei sterilen Biogel® OP-Handschuhen Gr. 9 => 40 Paar/Box -> 160 Paar/VSK

** Artikelnummer + Größe (822 + Größe: 7,5 = Artikelnummer: 82275)

*** siehe Permeations- und Degradations-Tabelle

3 gute Gründe für Biogel® OP-Handschuhe

1

Verlässlich

100 % puderfreie Produktion

2

Einzigartig

Einzig Handschuhmarke mit einem nicht-pyrogenen Portfolio ^{1,2}

3

Tadellos

Prüfung jedes einzelnen Handschuhs

1. MKT004. Why Choose Biogel. 2009. Data on file.

2. Ellis, K. Medical gloves. Emerging properties and trends. Infection Control Today 2005.
<http://www.infectioncontrolday.com/articles/2005/11/medical-gloves.aspx>

3. Mercurio J. Creating a latex-safe perioperative environment. OR Nurse 2011;5(6): 18-25.

4. REPR0355, Spectrophotometer Measurement of the Colour Indicator Type Surgical Gloves.

5. Wigmore SJ & Rainey JB, BJS 1994; 81:1480

Jetzt Muster und weitere Serviceleistungen anfordern unter www.molnlycke.de/handschuhe

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Deutschland, T +49 (0) 211 920 880, F +49 (0) 211 920 88 170, www.molnlycke.de
Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, Österreich, T +43 1 278 85 42, F +43 1 278 85 42 199, www.molnlycke.at

Mölnlycke, Biogel® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © [2019] Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.

