

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Patrones preformados de cera

Fecha: 05.09.2012

Código del producto: 110-001

Página 1 de 3

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o de la mezcla y de la sociedad o empresa**Identificador del producto**

Patrones preformados de cera

Otros nombres comerciales

No. del artículo: 110-001-00, 110-001-50, 110-002-00, 110-002-50, 110-003-00, 110-003-50,
110-005-00, 110-005-50, 110-006-00, 110-006-50, 110-011-00, 110-011-50, 110-012-00, 110-012-50,
110-013-00, 110-013-50, 110-101-00, 110-101-50, 110-102-00, 110-102-50, 110-103-00, 110-103-50,
111-216-00, 111-216-50, 111-217-00, 111-217-50, 111-218-00, 111-218-50

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**Uso de la sustancia o de la mezcla**

Servicio sanitario.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía:	DENTAURUM GmbH & Co. KG	
Calle:	Turnstr. 31	
Población:	D-75228 Ispringen	
Teléfono:	+49 7231 803 0	Fax: +49 7231 803 295
Correo elect.:	info@dentaurum.de	
Página web:	www.dentaurum.com	

Información adicional

Número de llamada de socorro:

07:00 - 16:15 (Mo - Do), 07:00 - 13:15 (Fr) +49 7231 803 213

16:15 - 18:00 (Mo - Do), 13:15 - 18:00 (Fr) +49 7231 803 0

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

El productos derritado puede causar graves quemaduras. Combustión.: Gases/vapores, nocivo.
Gases/vapores, irritante.

Elementos de la etiqueta**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes****Mezclas****Características químicas**

mezcla de ceras de hidrocarburos, resinas naturales, ceras vegetales

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**Descripción de los primeros auxilios****En caso de contacto con la piel**

Después del contacto con el producto fundido refrescar la parte de la piel afectada rápido con agua.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**Medios de extinción****Medios de extinción adecuados**

Espuma. Polvo extintor. Dióxido de carbono.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

Agua.

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Patrones preformados de cera

Fecha: 05.09.2012

Código del producto: 110-001

Página 2 de 3

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**Métodos y material de contención y de limpieza**

Recoger mecánicamente.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**Precauciones para una manipulación segura****Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades****Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento**

Proteger de la luz del sol. Consérvese en lugar fresco.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual**Parámetros de control****Controles de la exposición****Medidas de higiene**

Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.

Protección de las manos

Cautión! Colada muy caliente. Evítese el contacto con la piel.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Estado físico:	sólido
Color:	rojo, verde
Olor:	inodoro

Método de ensayo**Cambio de estado**

Punto de inflamación:	DIN 51584: > 250 °C
Densidad (a 20 °C):	0,93 - 0,96 g/cm³
Solubilidad en agua:	insoluble

Otros datos

punto de goteo / zona de goteo: 80 - 87°C
 Punto de solidificación: 73 - 78°C
 DGF-M-III 3

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**Posibilidad de reacciones peligrosas**

Ningunos peligros especiales de nombrar.

SECCIÓN 11: Información toxicológica**Información sobre los efectos toxicológicos****Indicaciones adicionales**

No hay datos toxicológicos.

SECCIÓN 12: Información ecológica

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Patrones preformados de cera

Fecha: 05.09.2012

Código del producto: 110-001

Página 3 de 3

Indicaciones adicionales

Eliminación fisicoquímica: En consecuencia de su solubilidad reducida se aparta el producto en gran parte en una planta depuradora biológica.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**Métodos para el tratamiento de residuos****Eliminación**

Puede ser eliminado en un depósito de basura doméstica.

Código de identificación de residuo-Residuos

200301 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE; Otros residuos municipales; Mezclas de residuos municipales

Eliminación de envases contaminados

Los recipientes limpiados deben ser reciclados

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**Otras indicaciones aplicables**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****Información reglamentaria EU****Indicaciones adicionales**

Según la norma de la UE o de las leyes nacionales no es obligatorio de caracterizar el producto.

Legislación nacional

Clasificación como contaminante acuático (D): - - No peligroso para el agua

SECCIÓN 16: Otra información**Indicaciones adicionales**

Las indicaciones se apoyan hoy día en la posición de nuestros conocimientos, sin embargo se pone que ellas no garantizan la propiedad de producción y no fundan contratos derechos.

Las leyes existentes y determinaciones son por el destinatario de nuestros productos por su propia responsabilidad tenerle en cuenta.

(Los datos referentes a los compuestos peligrosos presentes se han tomado de la ficha de seguridad del suministrador respectivo.)