

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

PRESIDENT The Original

Reviderad datum: 26.11.2018

Tryckdatum: 26.11.2018

Sida 1 av 4

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

PRESIDENT The Original

Ytterligare Handelsnamn

PRESIDENT The Original putty, putty soft, fast putty soft, putty super soft, light body, Xtra light body, regular body, heavy body, System 360 heavy body, System 360 MonoBody

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användning av ämnet eller blandningen**

endast för dentalt bruk

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör:	COLTENE/Whaledent AG
Gatuadress:	Feldwiesenstrasse 20
Stad:	CH-9450 Altstätten
Telefon:	+41 (71) 75 75 300
Telefax:	+41 (71) 75 75 301
E-post:	info.ch@coltene.com
Internet:	www.coltene.com
Ansvarig avdelning:	Regulatory Affairs msds@coltene.com

1.4 Telefonnummer för

+41 (0) 44 251 51 51 - Tox Info Suisse (24 h)

nödsituationer:**Ytterligare information**

Denna produkt levereras endast till tandläkare och tandtekniska laboratorier eller på anvisningar från dessa

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Blandningen är klassificerad som inte farlig i meningen av förordningen (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

Blandningen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Tillberedning/blandning med polymerer/elastomerer utan fara för människans hälsa eller miljön.

2.2 Märkningsuppgifter**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar****Kemisk benämning**

Polymertillberedningar och -ämnen

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

Inga särskilda åtgärder behövs

Vid ögonkontakt

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel**

PRESIDENT The Original

Reviderad datum: 26.11.2018

Tryckdatum: 26.11.2018

Sida 2 av 4

Lämpliga släckmedelVatten. Skum. Släckningspulver. Koldioxid (CO₂). Sand.**Övrig information**

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fiberduk). Förorenade ytor rengörs noggrant.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.

Bruksanvisning iakttas.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Förpackningen hålls torr och tätt försluten för att undvika förorening och absorbering av fukt.

Rekommenderad lagringstemperatur: 15 - 23 °C

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****8.2 Begränsning av exponeringen****Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Handskar

Engångshandskar.

Olämpligt material: NR (Naturkautschuk, Naturlatex).

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Aggregationstillstånd:

Pasta

Färg:

Provnormer**Tillståndsväxlingar**

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:

>150 °C

Vattenlöslighet:

olöslig

(vid 23 °C)

Löslighet i andra lösningsmedel

ketoner.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**Ytterligare information**

Inga särskilda åtgärder behövs

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

PRESIDENT The Original

Reviderad datum: 26.11.2018

Tryckdatum: 26.11.2018

Sida 3 av 4

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

LD50: >2000 mg/kg (Råtta)

Utsagan härledas från produkter med liknande sammansättning.

Irritation och frätning

Retande inverkan på huden: (Kanin)

Inte irriterande.

Utsagan härledas från produkter med liknande sammansättning.

Sensibiliserande effekter

Marsvin.

ej sensibiliserande.

Utsagan härledas från produkter med liknande sammansättning.

AVSNITT 12: Ekologisk information**Ytterligare information**

Inga särskilda miljöåtgärder krävs.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Kan, med hänsyn till forskrifterna och i samverkan med avfallshanteraren och vederbörande myndighet brännas tillsammans med husavfallet.

AVSNITT 14: Transportinformation**Landtransport (ADR/RID)****14.1 UN-nummer:** UN ----**Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport)**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**14.1 UN-nummer:** UN ----**Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt)**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1 UN-nummer:** UN ----**14.2 Officiell transportbenämning:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Nationella bestämmelser****Ytterligare information**

AVSNITT 16: Annan information

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

PRESIDENT The Original

Reviderad datum: 26.11.2018

Tryckdatum: 26.11.2018

Sida 4 av 4

Ytterligare information

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet motsvarar efter det bästa vetandet till våra kunskaper vid tryckläggningen. Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avlägsnande.

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)