

# Scheda dati di sicurezza

Enamel Pro<sup>®</sup> Pasta per profilassi dentale con NaF

## 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

**Identificatore del produttore:** 9007600, 9007601, 9007602, 09007603, 9007604, 9007605, 9007606, 9007607, 9007608, 9007609, 9007610, 9007611, 9007612, 9007614, 9007615, 9007616, 9007617, 9007618, 9007619, 9007620, 9007621, 9007622

**Nome del prodotto:** Enamel Pro<sup>®</sup> Pasta per profilassi dentale con NaF

Premier<sup>®</sup> Dental Products Company  
1710 Romano Drive  
Plymouth Meeting, PA 19462 USA  
Tel: +1 610.239.6000 Fax: +1 610-239-6171  
Telefono di emergenza: +1 610-239-6000

**Uso raccomandato:** Per le procedure di pulizia e lucidatura nel quadro di un trattamento di profilassi dentale eseguito professionalmente.

**Restrizioni per l'uso:** Esclusivamente per uso professionale.

## 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

**Classificazione della sostanza**

Tossicità acuta per via orale – Categoria 4

**Pittogramma(i) di pericolo** Punto esclamativo



**Avvertenze:** Attenzione

**Indicazioni di pericolo:**

H319 Provoca grave irritazione oculare

H315 Provoca irritazione cutanea

H302 Nocivo se ingerito

## 3. COMPOSIZIONE E INGREDIENTI

Denominazione chimica:	N. di CAS:	WT%:	Classificazioni
Glicerolo 30-50%	56-81-5	30-50%	Irritante per la cute: Cat 2 Irritante per gli occhi: Cat 2
Fluoruro Di Sodio 1-10%	7681-49-4	1-10%	Irritante per la cute: Cat 2 Irritante per gli occhi: Cat 2 Tossicità orale acuta Cat 3
Sodio Fosfato Dibasico	7558-79-4	1-10%	Irritante per la cute: Cat 2 Irritante per gli occhi: Cat 2

## 4. INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

(SINTOMI)

**Contatto con la cute:** possibile una tenue irritazione nel punto di contatto.  
**Contatto con gli occhi:** possibile irritazione e rossore.  
**Ingestione:** possibile irritazione della gola.  
**Inalazione:** possibile irritazione della gola con sensazione di oppressione al petto.

(AZIONE)

**Contatto con la cute:** sciacquare immediatamente con acqua e sapone in abbondanza.  
**Contatto con gli occhi:** bagnare gli occhi con acqua corrente per 15 minuti.  
**Ingestione:** sciacquare via dalla bocca con acqua.  
**Inalazione:** consultare un medico.

## 5. MISURE ANTINCENDIO

**Agenti estinguenti:** impiegare mezzi adatti all'estinzione delle fiamme circostanti.  
**Rischi di esposizione:** nella combustione emana vapori tossici.  
**Protezione degli addetti alla prevenzione antincendio:** impiegare un autorespiratore SCBA. Indossare abbigliamento protettivo per impedire il contatto con la cute e gli occhi.

## 6. MISURE PER IL RILASCIO ACCIDENTALE

**Precauzioni personali:** si veda la sezione 8 della scheda dei dati di sicurezza per i dettagli di protezione personale.  
**Precauzioni ambientali:** non scaricare in collettori o fiumi.  
**Procedure di pulizia:** lavare il punto di sversamento con acqua in grande quantità.

## 7. MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE

**Requisiti per la manipolazione:** evitare la formazione o dispersione di polvere nell'aria.  
**Condizioni di conservazione:** conservare in luogo fresco e ben aerato.

## 8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE PERSONALE

**Misure di natura ingegneristica:** verificare che la ventilazione dell'area sia sufficiente.  
**Protezione della respirazione:** maschera respiratoria protettiva con filtro antiparticolato.  
**Protezione per le mani:** guanti protettivi  
**Protezione degli occhi:** occhiali di sicurezza. Predisporre nelle vicinanze l'occorrente per un bagno oculare.  
**Protezione cutanea:** abbigliamento protettivo.

## 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

**Stabilità:** stabile in condizioni normali.  
**Condizioni da evitare:** calore  
**Materiali da evitare:** forti agenti ossidanti. Acidi forti.  
**Prodotti pericolosi di decomposizione:** durante la combustione emette vapori tossici.

### 11. DATI TOSSICOLOGICI

#### Ingredienti pericolosi:

GLICEROLO  
IHL RAT LC50>4 mg/kg  
ORL RAT LD50 12600 mg/kg  
SKN RBT LD50>10000 mg/kg

FLUORURO DI SODIO  
ORL MUS LD50 57 mg/kg  
ORL RAT LD50 52 mg/kg  
SCU RAT LD50 175 mg/kg

**Tasso di esposizione:** si veda la sezione 4 della Scheda dei dati di sicurezza per canali di esposizione e sintomi corrispondenti.

### 12. DATI ECOLOGICI

**Ingredienti pericolosi:** GLICEROLO  
FISH 96 h LC50>100100 mg/l  
FISH PIMEPHALES PROMELAS 96 h LC50 44000 mg/l  
FISH CARASSIUS AURATUS AURATUS 96 h LC50 5000 mg/l

**Persistenza e degradabilità:** biodegradabile.  
**Potenziale di bioaccumulo:** assente.  
**Altri effetti avversi:** ecotossicità trascurabile.

### 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

**NB:** si richiama l'attenzione dell'utente riguardo alla possibile esistenza di normative regionali o nazionali in materia di smaltimento.

## 14. DATI PER IL TRASPORTO

Non regolamentato

**ADR/RID**  
**IMDG/IMO**  
**IATA/ICAO**

## 15. INFORMAZIONI NORMATIVE

**Enunciati di rischio:** R32: il contatto con gli acidi sprigiona gas altamente tossici.  
R36/38: irritante per gli occhi e la cute.  
R25: tossico se ingerito.

### Indicazioni di pericolo:

H319 Provoca grave irritazione oculare  
H315 Provoca irritazione cutanea  
H302 Nocivo se ingerito  
H032: A contatto con acidi libera gas molto tossici

### Consigli di prudenza:

P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.  
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
P330 Sciacquare la bocca  
P280 Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi e il viso.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.  
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.  
P362 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.  
P330 Sciacquare la bocca.  
P501 Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alle regolamentazioni locali e nazionali.

**Nota:** i dati normativi forniti sopra indicano solo le norme principali specificamente applicabili al prodotto descritto nella scheda di sicurezza. Si richiama l'attenzione dell'utente riguardo alla possibile esistenza di misure aggiuntive a complemento di queste normative. Si rinvia a tutte le normative o ordinanze vigenti a livello nazionale, internazionale e locale.

## 16. ALTRE INFORMAZIONI

**Data della revisione di Premier:** 12/21/2015

**Numero di revisione:** 4

**Numero del fornitore: 013015**

---

Queste informazioni qui contenute si basano sulla nostra conoscenza attuale. Tuttavia non costituiscono garanzia di alcuna caratteristica specifica del prodotto e non stabiliscono una relazione contrattuale legalmente valida. Premier Dental Products Company non fornisce garanzie, né esplicite né implicite, e non si assume responsabilità o obbligo sull'accuratezza o sulla completezza dei dati qui contenuti. Premier Dental Products Company sollecita gli individui che ricevono queste informazioni a fare le proprie valutazioni sull'appropriatezza delle informazioni per la loro applicazione specifica.

---

121552 Eng Rev7 IT Rev4