

# EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

## Fiche technique de sécurité - CE

Établie conformément aux directives de la commission EG 1907 / 2006 Article 31

### 1. Désignation des matières premières, de la préparation et du fabriquant

#### 1.1 Désignation des matières premières ou de la préparation

942-0000 COBAVEST Revêtement

#### 1.2 Désignation du fabriquant

Straße:	YETI Dentalprodukte GmbH Industriestraße 3
Postleitzahl:	D-78234 Engen
E-Mail:	sdb@yeti-dental.com
Auskunft zum Stoff / Zubereitung:	Tel. 0 77 33 / 94 10 0 FAX 0 77 33 / 94 10 22
Notauskunft:	Tel. 0 77 33 / 94 10 0 (Mo. – Do. 8h – 16h30, Fr. 8h – 14h)

### 2. Dangers possibles

Aucun si application conforme.

### 3. Composition / Indications des composants

Caractérisation chimique

SiO<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, MgO

### 4. Mesures de premiers secours

#### Après un contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et soigneusement sous l'eau courante.

#### Après ingestion

En cas de maux, consulter un médecin.

### 5. Mesures contre les incendies

#### Extinction appropriée

Aucune limitation en cas d'incendie local.

#### Dangers particuliers dû au matériau ou à sa préparation, ses matériaux de décomposition ou ses vapeurs diffusées

NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> se décompose à partir de 190°C en diphosphate et NH<sub>3</sub>.

#### Équipement de protection particulier en cas de combat de l'incendie

Aucune mesure particulière

### 6. Mesures en cas de dégagement involontaire

#### Mesures de protection individuelle

Éviter la formation de poussière.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
Vorlage:	04.08.2006/JB	26.06.2015	02	26.06.2015	1-10
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08					

# EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

## Mesures de protection de l'environnement et nettoyage

Ramasser avec un appareil approprié et éliminer.

## 7. Manipulation et stockage

### Manipulation

Aucune mesure particulière

### Classe de stockage

VCI 10-13C

## 8. Limitation de l'exposition et protections de sécurité corporelles

### Données limites à observer des composants au plan de travail

CAS-Nr.	Bezeichnung	Art Wert	Einheit
14808-60-7	SiO <sub>2</sub>	MAK	0,15 mg/m <sup>3</sup> (poussière fine)
1309-48-4	MgO	MAK	1,5 mg/m <sup>3</sup> (poussière fine)

### Equipement de protection personnelle

#### Protection des voies respiratoires

Masque de protection contre les poussières fines en cas de manipulation de quantités importantes.

#### Mesures d'hygiène et de protection

Respecter les mesures de prudence habituelles lors de manipulation de produits chimiques. Se laver les mains/visage avant et après la manipulation.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### Aspect

Etat:	poudre
Couleur:	blanche
Odeur:	presque neutre

### Données relevant de la sécurité

Point d'inflammabilité	env. 1000°C
Densité à 20°C	env. 2,4 g/ml

## 10. Stabilité et Réactivité

### Produits de décomposition dangereux

Aucune décomposition en cas de stockage et de manipulation conforme. NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> se décompose à partir de 190°C en diphosphate et NH<sub>3</sub>.

## 11. Indications toxicologiques

Aucune indication nécessaire.

## 12. Indications écologiques

### Indications sur l'élimination (persistance et dégradabilité)

#### Bio-dégradabilité

Peut être éliminer mécaniquement

#### Classe de danger des eaux

CDE: 1 (classification autonome)

# EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

## 13. Recommandations d'évacuation

### **Restes de produits**

doivent être éliminés selon le respect des réglementations des autorités locales.

### **Emballage souillés**

Doivent être considérés comme le produit.

Les emballages non-contaminés peuvent rejoindre un système de recyclage.

## 14. Indications de transport

Ne constitue pas un produit dangereux selon les réglementations générales des transports.

## 15. Prescriptions

### **Immatriculation selon les Directives Européennes des produits dangereux**

Contient de la poussière de quartz, porter un masque de protection.

## 16. Indications supplémentaires

Ces indications se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de nos expériences à la date de publication. Elles n'ont pas la signification de garantie. Ces indications ne doivent pas être modifiées ou être transmises à d'autres produits. Une duplication de ce document dans son état original est autorisée.