Fax: +49 7231 803 295

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Orthalgenat-Ex

Fecha: 06.09.2012 Código del producto: 150-010 Página 1 de 4

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o de la mezcla y de la sociedad o empresa

Identificador del producto

Orthalgenat-Ex

Otros nombres comerciales

No. del artículo: 150-010-00

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla

Servicio sanitario.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía: DENTAURUM GmbH & Co. KG

Calle: Turnstr. 31
Población: D-75228 Ispringen
Teléfono: +49 7231 803 0

Correo elect.: info@dentaurum.de
Página web: www.dentaurum.com

Información adicional

Número de llamada de socorro:

07:00 - 16:15 (Mo - Do), 07:00 - 13:15 (Fr) +49 7231 803 213 16:15 - 18:00 (Mo - Do), 13:15 - 18:00 (Fr) +49 7231 803 0

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Ningunos peligros especiales de nombrar.

Elementos de la etiqueta

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Mezclas

Características químicas

CAS Nº: 6132-04-3

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

Despojarse inmediatamente del vestuario, zapatos y calcetines contaminados.

Si es inhalado

Abastecer de aire fresco.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos

Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducho para los ojos o con agua.

Si es tragado

Es necesario un tratamiento médico.

Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Orthalgenat-Ex

Fecha: 06.09.2012 Código del producto: 150-010 Página 2 de 4

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Agua. Espuma. Dióxido de carbono. Extintor de polvo.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la producción de polvo.

Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger mecánicamente.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Indicaciones para la manipulación segura

Condiciones a evitar (reacciones peligrosas): Generación/formación de polvos, Depósitos de polvo.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

No son necesarias medidas especiales.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

Parámetros de control

Controles de la exposición

Medidas de higiene

No respirar el polvo.

Protección de las manos

Úsense guantes adecuados.

Protección de los ojos

Úsese protección para los ojos/la cara.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: cristalino
Color: incoloro
Olor: inodoro

Método de ensayo

pH (a 20 °C): 7,5 - 9 (50 g/l) alcalino

Cambio de estado

Densidad: 1,76 g/cm³
Solubilidad en agua: Sí.

Otros datos

Temperatura de autoignición a °C: ca. 345

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Orthalgenat-Ex

Fecha: 06.09.2012 Código del producto: 150-010 Página 3 de 4

Posibilidad de reacciones peligrosas

Ningunos peligros especiales de nombrar.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Toxicidad extrema (oral): LD50: Rata. 1548 mg/kg

Ratón. 1364 mg/kg

SECCIÓN 12: Información ecológica

Persistencia y degradabilidad

El producto es biodegradable.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación

Puede ser eliminado en un depósito de basura doméstica.

Código de identificación de residuo-Residuos

200301 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES

PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE; Otros residuos municipales; Mezclas de residuos

municipales

Eliminación de envases contaminados

Los recipientes limpiados deben ser reciclados

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Otras indicaciones aplicables

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Información reglamentaria EU

Indicaciones adicionales

Según la norma de la UE o de las leyes nacioneles no es obligatorio de caracterizar el producto.

Legislación nacional

Clasificación como contaminante

1 - Ligeramente peligroso para el agua

acuático (D):

SECCIÓN 16: Otra información

Indicaciones adicionales

Las indicaciones se apoyan hoy dia en la posición de nuestros conocimientos, sin embargo se pone que ellas no garantizan la propiedad de produccion y no fundan contratos derechos.

Las leyes existentes y determinaciones son por el distinatario de nuestros productos por su propia responsabilidad tenerle en cuenta.

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Orthalgenat-Ex

Fecha: 06.09.2012 Código del producto: 150-010 Página 4 de 4

(Los datos referentes a los compuestos peligrosos presentes se han tomado de la ficha de seguridad del suministrador respectivo.)